

CERRAHİ ALET YAĞLAYICI (SPREY) ŞARTNAMESİ

- ✦ Cerrahi aletlerin oynar kısımlarının kolay hareket etmesini sağlamalı
- ✦ Aletlerin yüzeyini koruyarak paslanmasını engellemelidir.
- ✦ Püskürtme ventili olan sprej şeklinde olmalıdır.
- ✦ Alet üzerine sıkıldığında homojen dağılımı sağlamalıdır.
- ✦ Cerrahi aletlerde buhar sterilizasyon işlemini engellememelidir.
- ✦ Tıbbi malzemelere uyumlu olmalıdır. Cerrahi aletlerde pas ya da lekelenme oluşturmamalıdır.
- ✦ Cerrahi aletlerde oluşacak eklem aralıklarındaki yumuşaklığın etkisi uzun süreli kalabilmelidir.
- ✦ Toksik etkisi olmamalıdır. Çalışmayı engelleyici kokusu olmamalıdır.
- ✦ PBT/vPvB bileşenleri içermemelidir.
- ✦ Sprej sıkıldıktan sonra herhangi bir temizleme ihtiyacı duymadan sterilizatöre atılabilir olmalıdır
- ✦ Sızdırmaz, orijinal kapaklı ambalajda olmalı
- ✦ Ambalajı orijinal olmalıdır. Sonradan yapıştırılan etiketli ürünler kabul edilmeyecektir.
- ✦ Üzerinde markası, üretim ve son kullanım tarihi mutlaka olmalıdır.
- ✦ Ozon tabakasına zarar veren itici gazlar içermemelidir.
- ✦ Medikal beyaz yağlar içermelidir. Silikon, gres, vazelin içermemelidir.
- ✦ Kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir
- ✦ Ürün basınçlı 400 kutularda olmalıdır
- ✦ Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
- ✦ Değerlendirme için ürün ile ilgili tüm bilgileri içeren dokümanlar ve 1 adet orijinal ürün bırakılmalıdır.
- ✦ Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.