

BOWIE & DICK TEST PAKETİ ŞARTNAMESİ

- ✦ Test Paketi 300 ± 10 gr ağırlığında ve 400 ± 10 adet kâğıttan oluşmalıdır,
- ✦ 134 C'de 3,5 dakikada sonuç vermelidir.
- ✦ Kullanıma hazır test paketi halinde olmalı ve vakum sistemini yetersiz hava tahliyesini, yetersiz buharı, ıslak buharı test etmelidir.
- ✦ Test paketi geçirgenliği olan özel medikal kâğıtlardan oluşmalıdır.
- ✦ Test paketinin dış yüzeyi wrap kâğıdı ile sarılı olmalıdır.
- ✦ Test paketinin ortasında indikatör test yaprağı olmalı ve kayıt için bilgilerin yazılabileceği bölüm olmalıdır.
- ✦ Üzerinde son kullanma tarihi, üretim tarihi, lot numarası ve üreticinin ismi olmalıdır.
- ✦ Iso 11140'a göre sınıf 2 Standartlarına uygunluğu bulunmalıdır.
- ✦ Test paketinin üzerinde işleme girip çıktığını gösteren işlemci indikatör olmalıdır.
- ✦ Test paketinin dış yüzeyi komple etiket ile sarılı olmalıdır.
- ✦ İndikatör test yaprağı lamine kaplı olmalıdır.
- ✦ Test paketi otoklava girdiğinde açılma, patlama gibi sorunlar çıkarmamalıdır.
- ✦ Raf ömrü 3 yıl olmalıdır.
- ✦ Renk değişikliği en az 6 ay sabit kalmalıdır.
- ✦ Normal oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
- ✦ Test işleminin başarılı olup olmadığını gösteren referans tablosu olmalıdır.
- ✦ Iso kalite belgelerine sahip olmalıdır.