

## BOWIE-DICK TEST ŞARTNAMESİ

- ✦ Bowie-Dick test indikatöründe altı şerit, otoklavda problem yoksa pembeden siyaha dönmelidir.
- ✦ Bowie-Dick test otoklavın hava tasfiyesi, buhar nüfuzunu, yüksek ısını yada ıslak buhar gibi sorunları kontrol etmelidir.
- ✦ İşlem görmüş indikatör otoklavdan çıktıktan sonra en az 1 yıl süre ile saklanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
- ✦ İndikatörün içine yerleştirileceği aparat metal ve 134<sup>0</sup> C ye dayanıklı teflon kısmından oluşmalı ve 1000 kez kullanıma dayanıklı olmalıdır.
- ✦ Sadece Bowie-Dick test indikatörü her denemede değişmelidir.
- ✦ İndikatörün arkası yapışkanlı olmalıdır. Böylelikle arşivlenmek istendiğinde dökümantasyon formuna yapıştırma özelliğine sahip olmalıdır.
- ✦ Bowie-Dick test aparatı 4 metre uzunluğunda teflon hortuma sahip olmalıdır. Böylelikle otoklavın içindeki en ölü noktadaki problemi tespit etmelidir.
- ✦ 500 adetlik kutularda sunulmalıdır.
- ✦ Ürünün kullanıldığı sürece ihaleyi alan firma Bowie Dick test aparatını hastanenin istediği kadar ücretsiz olarak temin etmelidir.
- ✦ Ürünlerin verileceği her bir kutudan renk değişim tablosu çıkmalıdır.
- ✦ Her bir kutuda aparatın yerleştirilmesi için 134<sup>0</sup> C ye dayanıklı havlu bulunmalıdır. İhtiyaç halinde yüklenici firma hastanenin ihtiyacı kadarını ücretsiz olarak vermelidir.