

ETİLENOKSİT KİMYASAL İNDİKATÖR

- ✦ Tüm Etilenoksit sterilizatörlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- ✦ Çok parametrelili indikatör Etilen Oksit Cihazında ısı, zaman, E.O. gazı, bağıl nemi kontrol etmelidir
- ✦ Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olacaktır.
- ✦ İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır
- ✦ Iso 11140-1 Type 5 standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.
- ✦ İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır.
- ✦ İndikatör ön yüzü film kaplı arka yüzü şartları zorlaştırma amaçlı alüminyum kaplı olmalıdır.
- ✦ Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası hangi standarda göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu yalnız kutu üzerinde değil indikatörlerinde üzerinde bulunmalıdır
- ✦ Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için en az 1 yıl sabit kalmalıdır.
- ✦ Kutu içerisindeki indikatör oda sıcaklık veya neminden etkilenmemesi için ağız kilitli ambalaj yada şilink kaplı olmalıdır.
- ✦ Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır. Ayrıca renk değişim tablosu verilmelidir.
- ✦ Bir kutu içerisinde 250 adet olmalıdır.
- ✦ Kutu üzerinde Lot numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi olmalıdır.