

PLAZMA KİMYASAL İNDİKATÖR ŞARTNAMESİ

- ✦ Hidrojen Peroksit plazma sistemi için özel üretilmiş olmalıdır.
- ✦ Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi “referans renk” ten farklı tonlarda olacaktır.
- ✦ İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
- ✦ Hidrojen Peroksit Kimyasal İndikatörü 10 mm kalınlığında polisitrenden mamul ve beyaz opak bir strip olmalıdır.
- ✦ Üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası hangi standada göre üretildiği ve hangi sterilizasyon yöntemine ait olduğu yalnız kutu üzerinde değil indikatörlerinde üzerinde bulunmalıdır.
- ✦ İşlem görmüş indikatörün renk değişimi homojen olmalıdır.
- ✦ Sterilizasyon sonrası renk değişimi kayıt için en az 1 yıl sabit kalmalıdır.
- ✦ Kutu içerisindeki indikatör oda sıcaklık veya neminden etkilenmemesi için ağzı kilitli ambalaj içinde bulunmalıdır.
- ✦ Yorum yapabilmek için ürün üzerinde referans renkleri bulunmalıdır. Ayrıca renk değişim tablosu verilmelidir.
- ✦ Bir kutu içerisinde 250 adet olmalıdır.