

BUHAR KİMYASAL ENTEGRATÖR ŞARTNAMESİ

- ✦ 134°C ön vakumlu buhar otoklavlarında paket içi kullanımın yanı sıra yük kontrolü (çevrim) için de kullanılabilir.
- ✦ Belirlenmiş değerleri (Statedvalue) biyolojik indikatörler için verilen performans gerekliliklerine eşdeğer ya da daha fazla olacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
- ✦ İndikatörün aktivasyonu TS EN ISO 18472 de biyolojik indikatörler için belirtilen D ve Z değerleri ile ilişkilendirilmiş olmalıdır.
- ✦ Entegratör buhar sırasında oluşan neme karşı bariyer oluşturan alüminyum folyodan yapılmış olmalıdır.
- ✦ Özel tablet içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilir.
- ✦ İndikatör işlem sonrası rengini en az 6 ay muhafaza edebilir.
- ✦ Kimyasal madde non-toksik olmalı, steril olan malzemeye transfer olsa bile herhangi bir zarar vermemelidir.
- ✦ İndikatörün kullanılabileceği sterilizasyon çevrimleri, ürün lot numarası, üretim tarihi ve son kullanma tarihi her strip üzerinde bulunmalıdır.
- ✦ Sterilizasyon sonunda indikatörde çekme, buruşma, kağıt/filmden ayrılma olmamalıdır.
- ✦ İndikatör test sonucunu değerlendirmek için problemin nereden kaynaklandığını gösteren yeterli sayıda gösterge tablosu ücretsiz olarak temin edilmelidir,
- ✦ Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
- ✦ Normal oda şartlarında (15-30 0 C, % 35-60 nem) saklanabilir.