

ULTRASONİK YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ ŞARTNAMESİ

- ✦ Ultrasonik yıkayıcı dezenfektörler de temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.
- ✦ Kirlilik testi, alüminyum üzerinde sentetik test kiri bulunan indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştirileceği holder'dan (tutaç) oluşacaktır.
- ✦ İndikatör, 70x35 mm ebatlarında olmalıdır.
- ✦ Ultrasonik Yıkama etkinlik indikatörü 0.20 mikron kalınlığında olmalı ve kayıtlar için zımbalanabilir olmalıdır.
- ✦ Organik insan kanı similasyonuna eşdeğeri ile hazırlanmış organik kalıntıya sahip olmalı ve insan kanının similasyonunu test etmelidir..
- ✦ Ultrasonik Yıkama indikatörü not alınan/yazılan alana sahip olmalı ve metalin rengi gri olmalıdır.
- ✦ İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış holder'ı paslanmaz çelikten olacaktır.
- ✦ Her 500 adet indikatör için 1(bir) adet holder verilecektir.
- ✦ Iso 15883-1 ve 15883-5 yıkayıcı dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekli şartları yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
- ✦ Üretici firma Iso9001 ve Iso13485 belgelerini ihaleye dosyasına sunmalıdır.
- ✦ Markası, lot numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.
- ✦ İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlilerden arınmış olacaktır.
- ✦ Ultrasonik Yıkama etkinlik indikatörü köşeleri keskin hatlara sahip olduğunda kullanıcıya zarar vermekte ve tehlikeli olabilecek bu durumdan dolayı yıkama indikatörü köşeleri oval olmalıdır.
- ✦ Ultrasonik yıkama testi, her marka cihaz ve solüsyon ile kullanılabilmelidir.
- ✦ Yıkama indikatörü maksimum 250 Adetlik kutularda olmalıdır.
- ✦ Test sonucunu yorumlamak için indikatörler ile birlikte renk değişim tablosu verilecektir.